

QUICK START GUIDE

Eclipse 5®


1 Packen Sie das Gerät aus



2 Montieren Sie den Eclipse auf den Transportcaddy



3 Schieben Sie den Akku in den Akkuschaft



4 Stecken Sie die Nasenkanüle ein



5 Verbinden Sie das Netzteil mit dem Eclipse



6 Schalten Sie das Gerät ein



7 Wählen Sie die verordnete Einstellung



Weitere und detailliertere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.